

## SCHEDA TECNICA N° WI.10038

**NOME PRODOTTO**

ROCKET 4

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina elettronica compatta ideale per uso esterno.

La Rocket 4 dispone di 4 sospensioni indipendenti regolabili che fanno della ROCKET 4, una carrozzina di altissimo livello, progettata per superare superfici non omogenee, quali marciapiedi, terreni accidentati e i sentieri nei parchi, superando barriere fino a 14 cm.

Le sospensioni indipendenti sulle 4 ruote garantiscono stabilità e sicurezza durante la guida.

- Schienale tensionabile completo di copertura
  - Seduta regolabile in profondità e larghezza
  - Cuscino seduta regolabile per seguire le variazioni di larghezza
  - Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- sistema di regolazione dell'inclinazione manuale dello schienale da 0° a 30°

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

17000050

**DESCRIZIONE**

ROCKET 4

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: da 40 a 50 cm Ingombro totale: 59,5 cm Profondità Seduta: da 47,5 a 50 cm + 6 cm appoggiapiedi Profondità Totale: 110 cm profondità senza pedane: 75 cm Altezza schienale: 54 cm Altezza seduta Posteriore: 50 cm Altezza seduta Anteriore: 52 + 7 cm cuscino Altezza Bracciolo: 28 a 34 cm reclinazione: da 0° a 30° basculamento: 23° pendenza superabile: 10° superamento barriere: 14 cm
Peso	Peso con batteria: 100 Kg Peso senza batteria: 60 Kg
Portata massima	135 kg
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 x 12V 50 Ah Caricabatterie: HP 24V 5Ah

## Accessori e Ricambi

cod. 17991050  
alzagambe  
cod. NE-40880  
poggiatesta avvolgente  
cod. NE-MOD-0901  
blochetto pero poggiatesta

## Altre informazioni tecniche

velocità max: 6 km/h  
autonomia: 30 km  
ruote anteriori: 9" pneumatiche  
ruote posteriori: 13,5" pneumatiche

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio