

SCHEDA TECNICA N° 23

NOME PRODOTTO CONCEPT

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Concept è il seggiolone polifunzionale Made in Italy.
La seduta dispone di numerose opportunità di regolazioni: profondità 5 cm e larghezza 3 cm per bracciolo..
Basculamento 40°
Reclinazione 20°
Braccioli regolabili in altezza ed estraibili.
Schienale tensionabile; poggiatesta orientabile, regolabile in altezza, profondità e modellabile.
Pedane elevabili, estraibili regolabili in profondità e altezza.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15534010	SEGGIOLE POLIFUNZIONALE CONCEPT ruote da 300 mm 40 cm
15534510	SEGGIOLE POLIFUNZIONALE CONCEPT ruote da 300 mm 45 cm
15534511	SEGGIOLE POLIFUNZIONALE CONCEPT ruote da 600 mm 45 cm
15534011	SEGGIOLE POLIFUNZIONALE CONCEPT ruote da 600 mm 40 cm
COD.ISO 18.09.18.012	
COD. ISO 18.09.18.202	
COD. ISO 18.09.18.205	
COD.ISO 18.09.18.220	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Bianco - Nero
Dimensioni	Larghezza seduta: 40 - 45 cm Ingombro: +25 cm Profondità seduta: 46-51 cm Profondità massima: 107 cm Altezza posteriore: 100 cm Altezza seduta da terra: 43 cm Altezza bracciolo seduta: 20-38 cm
Peso	33,2 KG
Portata massima	120 KG
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio