

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21005_MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIV AIR+AIR_P161MF2RPMHI

| | |
|----------------------|---|
| NOME PRODOTTO | MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX EVOLUTIV CON DUE INSERTI AD ARIA |
|----------------------|---|



| | |
|--|---|
| DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE | <p>I materassi Viscoflex Evolutive sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Prodotto in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), stampato su base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m³), anatomicamente sagomato. Viscoelastico 6 cm di spessore su tutto il materasso ed 8 cm nella zona sacrale, maggior protezione del paziente. Presenta una sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Disponibile in versione Materasso Sostitutivo, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due alloggiamenti con inserti uno nella zona talloni e uno in quella sacrale. Gli inserti AIR in laxeprone sono costituiti da celle d'aria a nido d'ape a bassissima pressione di contatto (inserto arancione - AIR). Inserti interscambiabili. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile ma traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.</p> |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| DESTINAZIONE D'USO | Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito. Superfici antidecubito indicate per pazienti con lesioni da pressione dal I fino al IV stadio. |
|---------------------------|--|

GAMMA PRODOTTI

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|---|
| P161MF2RPMHI | Materasso Viscoflex Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM BD/RDM: 873234 CND: Y033306 |
| P301CR51432HW | Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306 |
| P462PM | Telo Polymaille integrale per Viscoflex Air 90x200x14 cm. BD/RDM: N.A. CND: N.A. |
| P101M20 | Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306 |



INFORMAZIONI GENERALI

| FABBRICANTE | DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA |
|---|---|
| SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia | Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia |

DATI REGOLATORI

| CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO |
|-------------------------------|
| I |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|--|
| Dimensioni | 86x197xh.14 cm |
| Peso | 15,8 kg |
| Materiale/Densità della Base in Poliuretano | Poliuretano espanso - 40 kg/m ³ |
| Materiale/Densità della parte in Viscoelastico | Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 kg/m ³ |
| Materiale della copertura | Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi. |
| Permeabilità della Copertura | >500 gr/m ² /24h |
| Portata Terapeutica | 130 kg |
| Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione | Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugatura biancheria. |
| CFC | Completamente assente |
| Lattice | free |
| Confezionamento | Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone |



Accessori e Ricambi

Cod. P462PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex Air 90x200x14 cm. Cod. P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm. Cod. P301CR51432HW Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| REDATTA da | APPROVATA da |
| WIMED | Ufficio Qualità e Regulatorio |