

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21017_CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR_P301CBXXX1HW

NOME PRODOTTO	CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR
----------------------	--------------------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Destinazione d'uso: Cuscino a celle d'aria a microinterscambio adatto per pazienti geriatrici inattivi a medio rischio di sviluppo di piaghe da decubito.</p> <p>Cuscino a celle d'aria a singola camera di gonfiaggio. Le celle sono in Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di trazione e/o stiramento. Ogni cella è indipendente dalle altre dal punto di vista del movimento, ciò consente di evitare forze di taglio e/o stiramento e un perfetto adattamento del supporto alla morfologia del paziente. L'architettura delle celle "a nido d'ape" consente di aumentare la superficie di contatto riducendo i picchi di pressione nella zona del sacro; gli ampi canali di areazione consentono una maggiore traspirazione evitando gli effetti nocivi della macerazione.</p> <p>Dotato di fodera per incontinenti bi-estensibile in tessuto traspirante, ma impermeabile ai liquidi, con base antiscivolo. Completo di pompetta di gonfiaggio dotata di manometro.</p> <p>Dimensioni: 40 x 40 x 7 cm - 43 x 43 x 7 cm</p> <p>Portata Massima: 120 kg</p> <p>Numero celle: 36 Colore : Arancione Altezza Celle: 7 cm</p> <p>Materiale delle celle: Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di taglio e stiramento</p> <p>Fodera: Impermeabile, traspirante, bi estensibile con base antiscivolo</p>
--	---

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P301CB40401HW	CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR 40 x 40 x 7 cm BD/RDM: 666331 CND: Y033303
P301CB43431HW	CUSCINO ANTIDECUBITO BASIC AIR 43 x 43 X 7 cm BD/RDM: 1560342 CND: Y033303



INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	
I	
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio