

## SCHEDA TECNICA N° WI H\_ST 21024\_POSIZIONATORE PER AVAMBRACCIO DA LETTO\_P912L1HW

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>NOME PRODOTTO</b> | POSIZIONATORE PER AVAMBRACCIO DA LETTO |
|----------------------|--|



|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b> | Posizionatore da letto per avambraccio in materiale viscoelastico. |
|--|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b> | Conformato anatomicamente riduce e previene la formazione di edemi.<br>Consente il mantenimento di una posizione corretta.<br>Estremamente adattp per flebocisti e per pazienti emiplegici. |
|---------------------------|---|

### GAMMA PRODOTTI

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE   |
|-----------------|---|
| P912L1HW        | POSIZIONATORE PER AVAMBRACCIO DA LETTO<br>BD/RDM: 66560/R<br>CND: Y033399 |

### INFORMAZIONI GENERALI

| FABBRICANTE   | DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA   |
|---|---|
| SYST'AM System Assistance Medical SAS<br>ZAE Route de Casseneuil<br>Le Lédât<br>47300 Villeneuve sur Lot<br>Francia | Movi Spa<br>Divisione Wimed<br>Via Dione Cassio, 15<br>20138 Milano<br>Italia |



## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE Copertura

**Materiale della  
copertura**

Fodera integrale rimovibile in polymaille

**Pulizia**

Lavabile a 90°

## SPECIFICHE TECNICHE

**Dimensioni**

65x37x15,5 cm

**Materiale/Densità  
della parte in  
Viscoelastico**

80kg/m3

**Materiale della  
copertura**

Fodera integrale rimovibile in polymaille

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regulatorio