


SCHEMA TECNICA N° WI H_ST 21027_CUSCINO DUOFORM_P341C42421HW

NOME PRODOTTO CUSCINO DUOFORM

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.
Costituito da una base preformata in schiuma compatta ad alta densità e resilienza e da uno strato di gel fluido viscoelastico.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

P341C42421HW

DESCRIZIONE

CUSCINO DUOFORM 42 X 42 cm
Portata terapeutica 110 kg

BD/RDM: 66339/R
CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

SYST'AM System Assistance Medical SAS
ZAE Route de Casseneuil
Le Lédât
47300 Villeneuve sur Lot
Francia

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I



SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura	Fodera esterna in polymaille
Pulizia	Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar asciugare completamente all'aria prima di utilizzare nuovamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	42x42
Portata massima	110 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio