

SCHEMA TECNICA N° WI H_ST 21034_CUSCINO A MEZZALUNA_P9705B1HW

NOME PRODOTTO	CUSCINO A MEZZALUNA
----------------------	---------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	Cuscino in microsfere di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.
--	--

DESTINAZIONE D'USO	Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto
---------------------------	---

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P9705B1HW	CUSCINO A MEZZALUNA BD/RDM: 8827494 CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Copertura

Materiale della copertura	Polymaille traspirante e idrorepellente
----------------------------------	---

Materiale della copertura elemento terapeutico	Poliestere spalmato
---	---------------------



Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
-------------------------------------	----------------------------

Pulizia	Lavabile a 95°
----------------	----------------

Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°
---	----------------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	135x85 cm
-------------------	-----------

Peso	0,5 kg
-------------	--------

Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
----------------------------------	--

Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
-------------------------------------	----------------

Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
--	---

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio