

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21035_CUSCINO PER SCHIENA REMOVIBILE_P9706B1HW

NOME PRODOTTO CUSCINO PER SCHIENA RIMOVIBILE PER CUSCINO A MEZZALUNA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Cuscino in microsferi di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.

DESTINAZIONE D'USO Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P9706B1HW	CUSCINO PER SCHIENA RIMOVIBILE PER CUSCINO A MEZZALUNA BD/RDM: 882814 CND: YO33303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

SYST'AM System Assistance Medical SAS
ZAE Route de Casseneuil
Le Lédat
47300 Villeneuve sur Lot
Francia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura Polymaille traspirante e idrorepellente



Materiale della copertura elemento terapeutico	Poliestere spalmato
Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
Pulizia	Lavabile a 95°
Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	58x40 cm
Peso	0,5 kg
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio