

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 24001_CUSCINO ANTIDECUBITO GEL FORM_PL300-W

NOME PRODOTTO CUSCINO ANTIDEDUBITO GEL FORM

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Cuscino antidecubito in gel di poliuretano su supporto in viscoelastico con base anatomica preformata.

DESTINAZIONE D'USO Cuscino indicato per il trattamento preventivo delle piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
PL3000-W	CUSCINO ANTIDECUBITO GEL FORM BD/RDM: 666787 CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Euro Ausili Srl
Via Renato Cuttica, 43-45
20025 Legnano (MI)
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura	Fodera in poliestere-poliuretano con ioni d'argento con fondo antiscivolo.
Materiale della copertura elemento terapeutico	Lastra in gel di poliuretano su supporto in viscoelastico.
Peculiarità del rivestimento	Idrorepellente traspirante
Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile fino a 40°C, non candeggiare, non centrifugare, non stirare.

SPECIFICHE TECNICHE sistema

Portata Terapeutica	90 Kg
---------------------	-------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	40 x 40 x 8 cm
Peso	1 Kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Schiuma poliuretana
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Gel fluido di poliuretano
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Supporto in viscoelastico: Lavaggio a vapore. Lastra in ge: usare un panno umido con detergenti non aggressivi privi di cloro e candeggina.
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio