

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 2010_LETTO ARTICOLATO CETRA

NOME PRODOTTO

LETTO ARTICOLATO CETRA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Letto in ferro dotato di rete metallica a un movimento
- Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
- Disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|---|
| 15000093 | LETTO ARTICOLATO A 1 MOVIMENTO SMONTABILE CETRA BD/RDM: 554888 CND: Y181299 |
| 15000091 | LETTO ARTICOLATO A 1 MOVIMENTO CETRA BD/RDM: 403335 CND: Y181299 |

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|-------------------|--|
| Dimensioni | Larghezza rete: 85 cm Larghezza massimo ingombro: 90 cm Lunghezza rete: 196 cm Lunghezza massimo ingombro: 203 cm Altezza rete da terra: 49 cm Altezza pediera: 39 cm Altezza testiera: 59 cm Schienale: regolabile da 0° a 75° |
|-------------------|--|

| | |
|------------------------|--------|
| Portata massima | 135 KG |
|------------------------|--------|

Accessori e Ricambi

Cod. 15002058 - Ruote con freno
Cod. 15000036 - kit in legno senza ruote per rete smontabile
Cod. 15000036/R - kit in legno con ruote per rete smontabile
Cod. 15002000 - kit in legno senza ruote per rete intera
Cod. 15002000/R - kit in legno con ruote per rete intera

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| REDATTA da | APPROVATA da |
| WIMED | Ufficio Qualità e Regulatorio |