

## SCHEDA TECNICA N° WI\_ST 2908\_ALZAMALATI CON BASE SMONTABILE

**NOME PRODOTTO** ALZAMALATI CON BASE SMONTABILE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Dispositivo di sollevamento con base a pavimento, adattabile alla maggior parte dei letti.  
Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni.  
Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri.

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15009900

**DESCRIZIONE**

ALZAMALATI CON BASE SMONTABILE  
BD/RDM: 451615  
CND: Y123009

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ANTRACITE
Dimensioni	Larghezza anteriore: 76 cm Larghezza posteriore: 65 cm Profondità: 72,5 cm
Portata massima	75 KG
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio