

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 2909_ALZAMALATI DA LETTO

NOME PRODOTTO ALZAMALATI DA LETTO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Dispositivo di sollevamento dotato di attacco universale.
- Adattabile a letti con telaio a tubolare cilindrico
- Interamente smontabile per facilitarne il trasporto

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI Caricamento massimo sicuro utilizzo: 75 kg

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15009800	ALZAMALATI DA LETTO BD/RDM: 451618 CND: Y123009

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio