

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3003_ROLLATOR ROLLY-ALU

NOME PRODOTTO ROLLATOR ROLLY-ALU

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio verniciato, indicato per l'uso esterno.
- Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di portabastone, sedile, poggiaschiena e cestino porta oggetti

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15607100

DESCRIZIONE

ROLLATOR ROLLY-ALU
BD/RDM: 1240496
CDN: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU/NERO
---------------	----------

Dimensioni	Larghezza: 63,5 cm Profondità: 60 cm Altezza impugnatura regolabile: da 81 a 92 cm Dimensione seduta: 32,5 x 35 cm Altezza seduta da terra: 52,5 cm Altezza fascia schienale: 79 cm Dimensioni cestino: 22 x 40 cm Ruote anteriori: 20 cm Ruote posteriori: 20 cm
-------------------	---

Peso	7 Kg
-------------	------

Portata massima	150 Kg
------------------------	--------

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio