

SCHEDA TECNICA WI_ST 3004_ROLLATOR ROLLY-UP

NOME PRODOTTO ROLLATOR ROLLY-UP

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio a telaio pieghevole.
- Seduta regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Dotato di un appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15607200

DESCRIZIONE

ROLLATOR ROLLY-UP
BD/RDM: 1240499
CND: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BLU

Dimensioni

Larghezza: 62 cm
Profondità: 77 cm
Altezza: regolabile da 77 a 100 cm
Dimensione seduta: 33 x 31 cm
Altezza seduta da terra: regolabile da 44 a 59 cm
Altezza fascia imbottita schienale: 4,5 cm
Distanza tra seduta e fascia schienale: 20 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni tasca interna: 21 x 29 x 13 cm

Peso

6,5 Kg

Portata massima

130 Kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio