

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3007_ROLLATOR ROLLY DELTA

NOME PRODOTTO ROLLATOR ROLLY DELTA

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator pieghevole in acciaio verniciato per uso interno ed esterno.
- Dotato di 3 ruote in gomma piena
- Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- Richiudibile
- Comprende una borsa portaoggetti

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15608100

DESCRIZIONE

ROLLY DELTA
BD/RDM: 1240500
CND: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza: 64 cm
Profondità: 55 cm
Altezza: regolabile da 85 a 96 cm
Ruote posteriori: 19 cm
Ruota anteriore: 19 cm
Dimensioni rollator chiuso: 63 x 34 x 86 cm

Peso 7 Kg

Portata massima 110 Kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio