

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3012_ROLLATOR LET S GO

NOME PRODOTTO ROLLATOR LET'S GO

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Leggero e confortevole, facile da usare anche in spazi ristretti.

- Dotato di vassoio estraibile per il trasporto, ad esempio, di un piatto o di una tazza di caffè
- Maniglie rivestite con gommapiuma morbida, è regolabile in altezza
- Il freno può essere azionato facilmente con una sola mano ed è attivo su entrambe le ruote posteriori
- Il rollator ha anche un freno di stazionamento
- Può essere facilmente piegato e restare in posizione verticale anche da chiuso
- Ha superato tutti i test relativi a qualità e ambiente, ed è marchiato CE

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
0020	ROLLATOR LET'S GO FAGGIO BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606
0030	ROLLATOR LET'S GO ROSSO/GRAFITE BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606
0040	ROLLATOR LET'S GO SILVER BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606
0060	ROLLATOR LET'S GO NERO/ SILVER BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Trust Care AB
Citadellsvägen, 23
SE-21118 Malmö
Svezia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

FAGGIO
ROSSO/GRAFITE
SILVER
NERO/SILVER

Dimensioni

Altezza manopole: regolabile da 83 a 94 cm
Larghezza: 54,5 cm
Profondità: 63,5 cm

Peso

6,5 Kg

Portata massima

100 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 0350 - Borsa piccola
Cod. 0360 - Borsa grande

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio