

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 3016\_ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO

**NOME PRODOTTO** ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.  
- 4 Ruote in PU, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse  
- Dotato di sedile e vassoio  
- Impugnature regolabili in altezza  
- Cestello porta oggetti con maniglia

## GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15605200

**DESCRIZIONE**

ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO  
BD/RDM: 1500510  
CND: Y120606

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
Dimensioni	Larghezza: 60 cm Profondità: 62 cm Altezza manopole: regolabile da 78 a 96 cm Dimensione seduta: 38 x 16 cm Altezza seduta/ vassoio da terra: 58 cm Dimensione interna vassoio: 32 x 23 cm
Peso	9 Kg
Portata massima	130 Kg
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio