

SCHEDA TECNICA

WI_ST 4007_DEAMBULATORE FISSO CON RUOTE PIROETTANTI_15611400

NOME PRODOTTO DEAMBULATORE FISSO CON RUOTE PIROETTANTI

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto in alluminio anodizzato.

- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15611400

DESCRIZIONE

DEAMBULATORE FISSO RUOTE PIROETTANTI
BD/RDM: 1494261
CND: Y120603

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Alluminio
Dimensioni	Profondità: 47 cm Larghezza: 54 cm Distanza manopole: 42 cm Altezza: regolabile da 81 a 99 cm
Peso	2,4 kg
Portata massima	120 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15601091 - Coppia ruote fisse
Cod. 15601092 - Coppia ruote piroettanti
Cod. 15601093 - Coppia ruote puntale/freno
Cod. 15601093/1 - Coppia puntale/freno

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--