

SCHEMA TECNICA WI_ST 6000_QUADRIPODE ALLUMINIO

NOME PRODOTTO QUADRIPODE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE

Quadripode a base stretta, offre stabilità e supporto per persone con limitazioni parziali della deambulazione e dell'equilibrio.
Questo ausilio è particolarmente indicato per salire e scendere le scale grazie alla base in acciaio con baricentro ribassato, che ne facilita la deambulazione.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15613010	QUADRIPODE ALLUMINIO BD/RDM: 1398534 CND: Y120318

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE
Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
Dimensioni	Altezza regolabile: da 73 a 96 cm Superficie di appoggio: 16,5 x 21 cm
Portata massima	100 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio