

SCHEDA TECNICA WI_ST 6002_STAMPELLE ASCELLARI

NOME PRODOTTO STAMPELLE ASCELLARI

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Stampelle in acciaio con appoggio ascellare imbottito e puntale antiscivolo.
- Disponibili in due misure: media e large

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15614030	STAMPELLE ASCELLARI MISURA MEDIA BD/RDM: 1398539 CND: Y120312
15614020	STAMPELLE ASCELLARI MISURA LARGE BD/RDM: 1398538 CND: Y120312

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore GRIGIO

Dimensioni	Misura media Altezza appoggio ascellare: regolabile da 115 a 135 cm Misura large Altezza appoggio ascellare: regolabile da 135 a 155 cm
Portata massima	100 kg
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio