

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 6003\_STAMPELLE CANADESI

**NOME PRODOTTO** STAMPELLE CANADESI

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE** Stampelle leggera in lega, prodotto Made in Italy.  
- Appoggio brachiale in polipropilene  
- Disponibili in due misure: bambino e adulto

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
0604	STAMPELLE CANADESI PER BAMBINI BD/RDM: 73078 CND: Y120306
0612/NPN	STAMPELLE CANADESI PER ADULTI BD/RDM: 73235/R CND: Y120306

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

OPO srl  
Officina Prodotti Ortopedici  
Via Bellini 33  
40067 Rastignano BO  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	GRIGIO - stampella adulto GRIGIO/BLU - stampella bambino
---------------	---

<b>Dimensioni</b>	Misura adulto: Impugnatura: regolabile in altezza da 85,5 a 100 cm  Misura bambino: Impugnatura: regolabile in altezza da 67 a 80,5 cm
-------------------	--

<b>Peso</b>	0,98 kg - stampelle adulto 0,74 kg - stampelle bambino
-------------	---

<b>Portata massima</b>	130 kg - stampelle adulto 100 kg - stampelle bambino
------------------------	---

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio