

SCHEMA TECNICA

WI_ST 7002_SOLLEVATORE ELETTRICO 160 KG

NOME PRODOTTO	SOLLEVATORE ELETTRICO 160 KG
----------------------	------------------------------

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Sollevamalati mobile consigliato sia per l'utilizzo domiciliare che nelle strutture sanitarie.
Sistema elettrico a bassa tensione dotato di batteria e attivatore elettrico
Tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento
Pulsante di blocco di sicurezza quando si sposta il paziente
Base regolabile in larghezza mediante l'apposita leva

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15020110

DESCRIZIONE

SOLLEVATORE ELETTRICO 160 kg
BD/RDM: 1660858
CND: Y123606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Grigio
--------	--------

Dimensioni	Profondità: 115 cm Capacità di sollevamento da 81,5 cm a 190,3 cm Altezza massima altezza del braccio: 190 cm Larghezza base regolabile da 63 cm a 110 cm (5 larghezze pre-ordinate) Larghezza interno base: 49 cm Larghezza del bilanciere: 51 cm Altezza maniglie di spinta: 100 cm Diametro tubolare in acciaio: 5 cm Ruote anteriori diametro 100 mm Ruote posterior con freno diametro 100 mm
------------	---

Portata massima	160 kg
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Motore: LINAK Alimentazione: 220V Alimentatore carica batterie: 24V CC Attuatore LA4E: Carico in spinta: 8,000 N • Colore: grigio chiaro RAL7035 • Classe di protezione: IPX4, IPX6 (no abbassamento manuale) • Motore: 24 V DC • Abbassamento manuale in caso di emergenza Ciclo di lavoro: 10%, 2 minuti ad uso continuo seguiti da 18 minuti di pausa • Temperatura d'esercizio: da 5°C a 40°C • Temperatura di stoccaggio: da - 10°C a +50°C
-------------------------	--

Livello di rumorosità	• Livello di rumorosità: 50 dB (A) in accordo con DS/EN ISO3743-1
-----------------------	---

Accessori e Ricambi

Cod 15020101 - Imbragatura standard portata 180 Kg
Cod 15020102 - Imbragatura con contenzione del capo portata 180 Kg

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regulatorio
---------------------	---