


SCHEMA TECNICA N° WI_ST 8037_AQUABUDDY HOME

NOME PRODOTTO	AQUABUDDY HOME
----------------------	----------------

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Aquabuddy Home è un dispositivo elettromedicale ad uso domiciliare che può essere utilizzato in casa dai familiari e dagli operatori sanitari che si occupano di garantire benessere psicofisico delle persone affette da gravi disabilità.

Attraverso il rivoluzionario sistema ad aria compressa che sospinge l'acqua pulita al di fuori della tanica del pulito, mentre la pressione negativa consente all'acqua di essere aspirata, Aquabuddy Home permette di raggiungere, disinfettare, ispezionare e rimuovere tutte le parti entrate a contatto con i liquidi (sia che si tratti di acqua pulita che di acqua sporca).

Con solo 8 litri di acqua è possibile realizzare una doccia di 15 minuti, grazie al miscelatore ad aria compressa. Aquabuddy Home dispone di una tecnologia proprietaria innovativa ed è composto da plastiche antibatteriche. Può essere utilizzato quotidianamente sia per la doccia, il bidet o il lavaggio dei capelli.

Può essere usato anche in presenza di cateteri, di ferite da decubito, di irritazioni, ustioni e lesioni della pelle. Grazie alla ciambella gonfiabile, con sistema di copertura monouso, è possibile lavare singole parti del corpo come capelli, piedi, ginocchia, braccia, gambe.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

AQB - HOME - 00

DESCRIZIONE

AQUABUDDY HOME
BD/RDM: 1490575
CDN: Y99

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Aquabuddy Srl
Via Guizzardi, 52
40054 Budrio (BO)
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Peso 15 kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio