

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 8005\_COMODA EASY COMODE\_RUOTE 100 MM

**NOME PRODOTTO** EASY COMODE RUOTE DA 100 mm

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 4 Ruote diametro 100 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile e ingnifugo

## GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15591110

**DESCRIZIONE**

COMODA IMBOTTITA EASY COMODE  
Ruote da 100 mm - 43 cm - con foro - blu  
BD/RDM: 1576502  
CND: V0802

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BLU

### Dimensioni

Larghezza seduta: 43 cm  
Larghezza totale: 56 cm  
Profondità seduta: 45 cm  
Altezza schienale: 58 cm  
Altezza seduta: 50 cm  
Altezza braccioli: 26 cm  
Profondità totale: 84 cm  
Misura foro: 18 cm x 30 cm

Peso

23,5 Kg

Portata massima

120 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15591215 - Spinte laterali  
Cod. 15591214 - Divaricatore  
Cod. 15591213 - Appoggiatesta  
Cod. 15991218 - Tavolino

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio