

SCHEMA TECNICA

WI_ST 8007_COMODA EASY COMODE_RUOTE POSTERIORI 600 MM

NOME PRODOTTO EASY COMODE RUOTE POSTERIORI DA 600 mm

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 2 Ruote posteriori diametro 600 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile e ingnifugo

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15591112	COMODA IMBOTTITA EASY COMODE Ruote posteriori da 600 mm - 43 cm - con foro - blu BD/RDM: 1576514 CND: V0802
15591216	COMODA IMBOTTITA EASY COMODE Ruote posteriori da 600 mm - 43 cm - senza foro - Blu BD/RDM: 1661137 CND: V0802

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BLU

Dimensioni

Larghezza seduta: 43 cm
Larghezza totale: 66 cm
Profondità seduta: 45 cm
Altezza schienale: 58 cm
Altezza seduta: 50 cm
Altezza braccioli: 26 cm
Profondità totale: 110 cm
Misura foro: 18 cm x 30 cm

Peso

26 Kg

Portata massima

120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15591215 - Spinte laterali
Cod. 15591214 - Divaricatore
Cod. 15591213 - Appoggiatesta
Cod. 15591218 - Tavolino

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio