

SCHEMA TECNICA

WI_ST 8015_SGABELLO LET S FRISBEE

NOME PRODOTTO SGABELLO LET'S FRISBEE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE

Let's Frisbee è uno sgabello doccia dal design moderno.
Struttura robusta per un uso sicuro.
Dotato di piastra rotante morbida che facilita la pulizia degli utenti nel modo più confortevole possibile.
Le gambe sono facilmente regolabili all'altezza desiderata con un semplice pulsante.

GAMMA PRODOTTI

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|--------------------|---|
| LFR101 | LET'S FRISBEE BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y093303 |

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Trust Care AB
Citadellsvägen, 23
SE-21118 Malmö
Svezia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni Altezza seduta: regolabile da 45 a 53 cm
Dimensioni seduta: 37 x 35 cm

Peso 2,5 Kg

Portata massima 150 Kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio