

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 8020\_SEDIA DOCCIA WAVE-2 24"

**NOME PRODOTTO** SEDIA DOCCIA WAVE 2 da 24"

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia , che come sedia comoda.

## GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15511161

**DESCRIZIONE**

SEDIA DOCCIA WAVE-2 da 24"  
BD/RDM: 1493621  
CND: Y091203

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BIANCO/NERO
<b>Dimensioni</b>	Larghezza Seduta: 43 cm Ingombro Massimo: +17 cm Profondità Seduta: 43 cm Profondità Totale: 107cm - 11 cm Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 48 cm Altezza Schienale: 42 cm Altezza Posteriore Seduta: 51 / 53,5 cm Altezza Anteriore Seduta: 53 cm - 57 cm Altezza Tot: 96 cm - 98,5 cm Altezza Bracciolo: 21 cm
<b>Peso</b>	13,5 Kg
<b>Portata massima</b>	120 Kg
<b>REDATA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio