

SCHEMA TECNICA

WI_ST 8026_SEDIA DOCCIA ELITE REGOLABILE

NOME PRODOTTO SEDIA DOCCIA ELITE REGOLABILE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Sedia doccia regolabile in polietilene
Braccioli disponibili come accessorio

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
24010006	SEDIA DOCCIA ELITE REGOLABILE BD/RDM: 1736351 CND: Y093303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni	Larghezza seduta: 50 cm Profondità seduta: 30 cm Altezza seduta: regolabile da 30 cm a 54 cm
-------------------	--

Portata massima	150 kg
------------------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 240140005 Braccioli

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--