

SCHEMA TECNICA

WI_ST 8030_ASSE PER VASCA_15501060

NOME PRODOTTO ASSE PER VASCA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

L'asse per vasca permette un uso confortevole della vasca in casa, in sicurezza, durante le operazioni di igiene personale con soggetti con difficoltà motorie.
L'ampia escursione delle regolazioni gli consente di essere utilizzata su una vasta gamma di vasche da bagno. Regolazione rapida dei piedini di fissaggio al bordo vasca senza l'aiuto di attrezzi.
Alloggiamento porta sapone.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15501060

DESCRIZIONE

ASSE PER VASCA
BD/RDM: 20724/R
CND: Y093303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BIANCO
Dimensioni	Ingombro: 71 x 32 x 28 cm Dimensioni interno vasca: da 40 a 63 cm
Portata massima	150 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio