

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0001\_CARROZZINA MILLENIUM III

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA MILLENIUM III

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina standard ad autospinta.

- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo. Occhiello per facilitare l'alzata del paziente.
- appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana.
- ruote anteriori e ruote posteriori regolabili in altezza
- rivestimento in nylon lavabile
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- telo seduta completo di copertura viti
- ruote posteriori da 24"
- ruote anteriori da 8"

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15500014	CARROZZINA MILLENIUM III 14"/ 36 cm - Blu BD/RDM: 609250 CND: Y122106
15500016	CARROZZINA MILLENIUM III 16"/ 40 cm - Blu BD/RDM: 609250 CND: Y122106
15500017	CARROZZINA MILLENIUM III 17"/ 43 cm - Blu BD/RDM: 609250 CND: Y122106
15500018	CARROZZINA MILLENIUM III 18"/ 46 cm - Blu BD/RDM: 609250 CND: Y122106
15500020	CARROZZINA MILLENIUM III 20"/ 50 cm - Blu BD/RDM: 609250 CND: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 36/40/43/46/50 cm  
Ingombro Massimo: +18 cm  
Ingombro da Chiusa: 28 cm  
Ingombro Senza Ruote: +17 cm  
Profondità Seduta: 40 cm  
Profondità Totale: 103 cm - 112 cm  
Profondità Senza Pedane: 78 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm - 48 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm  
Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm  
Distanza Schienale-Bracciolo: 3 cm - 12 cm  
Altezza Tot: 84 cm - 89 cm

Peso 17,5 Kg

Portata massima 130 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15992019 - Ruote posteriori da 12" transito  
Cod. 15992058 - Ruotine antiribaltamento  
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile  
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-  
Cod. 15992017 - Ruote ascensore -coppia-  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 151090XX - Sedile WC  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio