

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0002_CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT

NOME PRODOTTO CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina standard da transito.

- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo. Occhio per facilitare l'alzata del paziente.
- appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana.
- ruote anteriori regolabili in altezza
- rivestimento in nylon lavabile
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- telo seduta completo di copertura viti
- ruota anteriore da 8"
- ruota posteriore da 12"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15501014	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT 14"/ 36 cm - Blu BD/RDM: 1017659 CND: Y122103
15501016	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT 16"/ 40 cm - Blu BD/RDM: 1017726 CND: Y122103
15501017	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT 17"/ 43 cm - Blu BD/RDM: 1017728 CND: Y122103
15501018	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT 18"/ 46 cm - Blu BD/RDM: 1017730 CND: Y122103
15501021	CARROZZINA MILLENIUM III TRANSIT 20"/ 50 cm - Blu BD/RDM: 1017732 CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza Seduta: 36/40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +18 cm
Ingombro da Chiusa: 28 cm
Ingombro Senza Ruote: +17 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 100 cm - 105 cm
Profondità Senza Pedane: 73 cm
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 48 cm
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm
Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm
Distanza Schienale-Bracciolo: 3 cm - 12 cm
Altezza Tot: 88 cm

Peso 16,5 Kg

Portata massima 130 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15992003 - Ruote posteriori da 24" autospinta
Cod. 15992058 - Ruotine antiribaltamento
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-
Cod. 15992017 - Ruote ascensore -coppia-
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 151090XX - Sedile WC
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio