

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0004\_CARROZZINA TRANSIT PLUS

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA TRANSIT PLUS

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Carrozzina standard da transito.

- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio.
- braccioli estraibili e ribaltabili
- appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile
- rivestimento in nylon lavabile
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- ruota posteriore da 12"
- ruota anteriore da 8"

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15201014	CARROZZINA TRANSIT PLUS 14"/ 38 cm BD/RDM: 420685 CND: Y122103
15201016	CARROZZINA TRANSIT PLUS 16"/ 40 cm BD/RDM: 420685 CND: Y122103
15201017	CARROZZINA TRANSIT PLUS 17"/ 43 cm BD/RDM: 420685 CND: Y122103
15201018	CARROZZINA TRANSIT PLUS 18"/ 46 cm BD/RDM: 420685 CND: Y122103
15201020	CARROZZINA TRANSIT PLUS 20"/ 50 cm BD/RDM: 420685 CND: Y122103

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** BLU

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 38/40/43/46/50 cm  
Ingombro Massimo: +18 cm  
Ingombro da Chiusa: 28 cm  
Ingombro Senza Ruote: +17 cm  
Profondità Seduta: 40 cm  
Profondità Totale: 100 cm - 105 cm  
Profondità Senza Pedane: 73 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 48 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm  
Altezza Bracciolo: 20 cm  
Altezza Tot: 88 cm

**Peso** 16,5 Kg

**Portata massima** 120 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15992019 - Ruote posteriori da 24" transito  
Cod. 15992058 - Ruotine antiribaltamento  
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile  
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-  
Cod. 15992008 - Braccioli imbottiti regolabili in altezza -coppia-  
Cod. 15992017 - Ruote ascensore -coppia-  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 151090XX - Sedile WC  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regulatorio