

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0015_CARROZZINA SLIM PLUS / SLIM TRANSIT

NOME PRODOTTO	CARROZZINA SLIM PLUS / SLIM TRANSIT
----------------------	-------------------------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Carrozzina disponibile da autospinta o transito studiata appositamente per passaggi stretti grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta</p> <ul style="list-style-type: none"> - telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato - braccioli desk, estraibili e ribaltabili - appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza - rivestimento in nylon lavabile
--	--

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15400016	CARROZZINA SLIM PLUS 16" / 40 cm BD/RDM: 420682 CND: Y122106
15400017	CARROZZINA SLIM PLUS 17" / 43 cm BD/RDM: 1017787 CND: Y122106
15410016	CARROZZINA SLIM TRANSIT 16" / 40 cm BD/RDM: 1848749 CND: Y122103
15410017	CARROZZINA SLIM TRANSIT 17" / 43 cm BD/RDM: 1848752 CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BORDEAUX

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43 cm
Ingombro Massimo: +9,5 cm
Ingombro da Chiusa: 26 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 102 cm - 109 cm
Profondità Senza Pedane: 76 cm
Distanza Seduta-Pedana: 48 cm - 60 cm
Altezza Schienale: 32 cm
Altezza Posteriore Seduta: 57 cm
Altezza Anteriore Seduta: 57 cm - 59 cm
Altezza Bracciolo: 20 cm
Altezza Tot: 93 cm

Peso 13 Kg

Portata massima 100 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15993010 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio