

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0028_CARROZZINA ACTIVE GIRL

NOME PRODOTTO CARROZZINA ACTIVE GIRL

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.

- telaio a crociera singola in alluminio verniciato
- ruote posteriori con protezione copri raggi colorata e perno ad estrazione rapida
- ruotine antiribaltamento
- braccioli imbottiti, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
- schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
- appoggiagambe estraibili ed intraruotabili
- pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci. Nella confezione è presente un dispositivo per la trasformazione in pedane unica
- maniglie di spinta regolabili in altezza

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15390012/GIRL	CARROZZINA ACTIVE GIRL 12"/ 30 cm - viola BD/RDM: 1527137 CND: Y122106
15390014/GIRL	CARROZZINA ACTIVE GIRL 14"/ 35 cm - viola BD/RDM: 1527142 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore VIOLA pararaggi colorato

Dimensioni
Larghezza Seduta: 30/35 cm
Ingombro Massimo: +20 cm
Ingombro da Chiusa: 29 cm
Ingombro Senza Ruote: +19 cm
Profondità Seduta: 34 cm
Profondità Totale: 88 cm
Profondità Senza Pedane: 71 cm
Distanza Seduta-Pedana: 26 cm - 31 cm
Altezza Schienale: 36 cm - 38,5 cm
Altezza Posteriore Seduta: 45 cm - 47 cm
Altezza Anteriore Seduta: 46 cm - 49 cm
Altezza Bracciolo: 18 cm - 24 cm
Altezza Tot: 87 cm - 103 cm

Peso 13,5 kg

Portata massima 80 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15993901/GIRL - Alzagambe active -coppia-

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio