

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0047\_CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 4

<b>NOME PRODOTTO</b>	CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 4
----------------------	---------------------------------

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina elettronica compatta ideale per uso esterno.  
La Rocket 4 dispone di 4 sospensioni indipendenti regolabili che fanno della ROCKET 4, una carrozzina di altissimo livello, progettata per superare superfici non omogenee, quali marciapiedi, terreni accidentati e i sentieri nei parchi, superando barriere fino a 14 cm.  
Le sospensioni indipendenti sulle 4 ruote garantiscono stabilità e sicurezza durante la guida.

- schienale tensionabile completo di copertura
- seduta e schienale regolabile in larghezza
- seduta regolabile in profondità
- cuscino seduta regolabile per seguire le variazioni di larghezza
- sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- sistema di regolazione dell'inclinazione manuale dello schienale da 0° a 30°
- braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati di spondina parabit
- appoggiatesta regolabili in larghezza, altezza, ribaltabili, estraibili, intraruotabili con fascia reggipolpacci regolabile
- pedane regolabili in flessione-estensione e in altezza: possono essere unite per formare una pedana unica
- cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
- possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000050	CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 4- colore blu BD/RDM: 1668119 CND: Y122127

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza Seduta: 40 cm - 50 cm + 6 cm per parte (Braccioli) Ingombro Massimo: +20 cm + Regolazione Braccioli Profondità Seduta: 42 cm - 47 cm + 6 cm (Pedane) Profondità Totale: 100 cm (Senza Ruotine Antiribaltamento) - 113 cm (140 cm con comando esteso Basc. e Recl. Max) Profondità Senza Pedane: 78 cm (98 cm Basc. e Recl. Max) Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 47 cm Altezza Schienale: 54 cm Basculamento: 23° Reclinazione Schenale: 30° Altezza Posteriore Seduta: 49 cm Altezza Anteriore Seduta: 50 cm Altezza Bracciolo: 28 cm - 34 cm Altezza Tot: 107 cm
------------	---

Peso	Peso con batteria: 100 Kg
------	---------------------------

Portata massima	135 kg
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 x 12V 50 Ah Caricabatterie: HP 24V 5Ah
-------------------------	---

## Accessori e Ricambi

Cod. 17991050 - Alzagambe  
Cod. NE-40880 - Poggiatesta avvolgente  
Cod. NE-MOD-0901 - Blocchetto per poggiatesta

## Altre informazioni tecniche

velocità max: 6 km/h  
autonomia: 30 km  
ruote anteriori: 9" pneumatiche  
ruote posteriori: 13,5" pneumatiche

REDATTA da	APPROVATA da
------------	--------------

WIMED

Ufficio Qualità e Regulatorio