

SCHEDA TECNICA

WI_ST 1003_SCOOTER VITA SPORT S12S

NOME PRODOTTO SCOOTER VITA SPORT S12S

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Versione sportiva dello scooter modello Vita.
- 4 Ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
 - Piantone dello sterzo regolabile in profondità
 - Sedile, reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
 - Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
 - 2 Specchietti retrovisori
 - Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
 - Clacson e cicalino avviso di retromarcia
 - Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
 - Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
 - Rapporto di trasmissione del riduttore 20:1 che permette una velocità massima più elevata
 - Disponibile come accessorio la copertina Scooterpac

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1421R9080	SCOOTER VITA SPORT S12S TITANIO CON BATTERIA BD/RDM: 1426968 CND: Y122124
1421R9067	SCOOTER VITA SPORT S12S NERO BD/RDM: 1340935 CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Heartway Medical Products Co., LTD NO. 6, Road 25, Taichung Industrial Park Taichung Taiwan - R.O.C.408	BEO Medconsulting Berlin GmbH Helmholtzstrase 2 D - 10587 Berlin

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	NERO TITANIO
--------	-----------------

Dimensioni	Ingombro larghezza: 72 cm Profondità totale: 142 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 50 cm Altezza pedana terra: 20 cm Larghezza seduta: 56 cm Velocità massima: 18 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 45 km ¹ Ruote anteriori: 100/60-8 Ruote posteriori: 115/55-8 ¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
------------	---

Peso	135 Kg senza batterie 145 Kg con batterie
------	--

Portata massima	160 Kg
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12 V 75 Ah Motore: 4 Poli da 700W 20:1 Centralina: S-Drive 140A
-------------------------	--

Accessori e Ricambi

Cod. 79094013 - Borsa posteriore
Cod. 94018036 - Cestino posteriore
Cod. 94018056 - Borsa portabastone
Cod. 94219001 - Cestino anteriore
Cod. SPFCFS001 - Cappottina pieghevole Scooterpac
Cod. CESM03G - S12 - Cappottina grigio
Cod. 94018069 - Tentalino parasole
Cod. 94088010 - Portastampelle
Cod. s37-005-00800 - Portabastone

REDATA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio