

SCHEMA TECNICA

WI_ST 1009_SCOOTER FOLDABLE S19 QUATTRO RUOTE

NOME PRODOTTO SCOOTER FOLDABLE S19 QUATTRO RUOTE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

- Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare.
- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
 - Sterzo regolabile in altezza
 - Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
 - Valigetta batteria rimovibile per poterla caricare separatamente dallo scooter
 - Due ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
 - Maggiore stabilità dello sterzo grazie alle 2 ruote anteriori
 - Sedile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in larghezza
 - Luci a led anteriori e posteriori

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1438R4020	SCOOTER FOLDABLE S19 4 RUOTE BIANCO BD/RDM: 1528132 CND: Y122124
14284021	SCOOTER FOLDABLE S19 4 RUOTE BIANCO BD/RDM: 1737180 CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Heartway Medical Products Co., LTD NO. 6, Road 25, Taichung Industrial Park Taichung Taiwan - R.O.C.408	BEO Medconsulting Berlin GmbH Helmholtzstrase 2 D - 10587 Berlin

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni
Ingombro larghezza: 49 cm
Profondità totale: 97 cm
Altezza sedile da terra: 58,5 cm
Altezza sedile - pedana: 37 cm
Altezza pedana terra: 19 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Velocità massima: 6 km/h
Pendenza massima: 3°
Autonomia: 15 km

L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

Peso
28 kg con batteria
25 kg senza batteria

Portata massima
115 Kg

Alimentazione Elettrica
Batterie: Ioni di Litio 24V -11,5 Ah
Motore: 4 POLI 270W
Centralina: S- DRIVE

Accessori e Ricambi

Cod. 79094017 - Borsa portaoggetti posteriore

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio