

SCHEMA TECNICA

WI_ST 1015_SCOOTER PANTHER SEDUTA SINGOLA

NOME PRODOTTO	SCOOTER PANTHER SEDUTA SINGOLA
----------------------	--------------------------------

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scoter dalle dimensioni notevoli e dall'evidente robustezza ma, estremamente confortevole, agile e scattante.

- 4 Ruote pneumatiche con battistrada largo che garantisce un miglior comfort
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Schienale reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa e velocità
- Freno stazionamento aggiuntivo oltre il classico elettrofreno
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
L4BF HS	SCOOTER PANTHER SEDUTA SINGOLA BD/RDM: 1254220 CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Pier St., Hsin-Chu Taiwan	Drive DeVilbiss Healthcare Limited healthfield Lane, Birkenshaw, West Yorkshire BD 11 2HW - Regno Unito

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni
Larghezza totale: 73 cm
Lunghezza totale: 175 cm
Altezza da terra: 23 cm
Altezza pedana - sedile: 44 cm
Altezza seduta da terra: 70 cm
Larghezza seduta: 50 cm
Ruote anteriori: 100/80-10
Ruote posteriori: 100/90-10
Velocità massima: 18 km/h
Pendenza massima: 10°
Ostacolo superabile: massimo 10 cm
Autonomia: 40 Km (con batterie da 75Ah) / 52 Km (con batterie da 100Ah)

Peso
117 Kg senza batterie
175 Kg con 2 batterie 75 Ah
182 Kg con 2 batterie 100 Ah

Portata massima 180 Kg

Alimentazione Elettrica
Batterie standard: Pb 12 V 75 Ah (2 pz)
Batterie potenziata: Pb 12 V 100 Ah (2 pz)
Motore: 4 Poli da 1300W 16:1
Centralina: Dynamic Rhino II S-Drive 180Ah

Accessori e Ricambi

Cod. S37-061-00100 - Bauletto
Cod. S37-022-00100 - Cestino posteriore
Cod. S37-062-00200 - Cappottina rigida
Cod. S37-005-00800 - Portabastone
Cod. S37-005-00201 - Porta bombola ossigeno
Cod. S07-061-00400 - Sedile doppio per Scooter Panther

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio