

SCHEDA TECNICA

WI_ST 4012_ROLLATOR EPIC ELEGANCE ROSSO

NOME PRODOTTO ROLLATOR EPIC ELEGANCE ROSSO

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio, pratico e funzionale

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15607500

DESCRIZIONE

ROLLATOR EPIC ELEGANCE ROSSO
BD/RDM: 1792071
CND: Y120609

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore ROSSO

Dimensioni
Larghezza: 60 cm
Profondità: 70 cm
Altezza manopole: regolabile da 80 a 93 cm
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm
Dimensioni ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni da chiuso: 29 x 80 x 70 cm
Dimensioni seduta: 24 x 44 cm
Altezza seduta: 55 cm

Peso 6,1 Kg

Portata massima 130 Kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio