

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 8047\_SEDIA COMODA BARIATRICA BEST UP XXL

**NOME PRODOTTO** SEDIA COMODA BARIATRICA BEST UP XXL

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Sedia comoda con sedile posteriore ergonomico per il supporto della schiena come una vera poltrona.  
- Sedile termosaldato con larghezza 65 cm  
- Struttura in acciaio  
- Sedile ergonomico  
- Padella rimovibile lateralmente e dall'alto

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
364623	SEDIA COMODA BARIATRICA BEST UP XXL BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: V0802

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Herdegen Sas  
7 rue Eugene Fressinet  
77500 Chelles  
Francia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BLU
<b>Dimensioni</b>	Altezza totale: 90 cm Altezza seduta: 52 cm Altezza braccioli: 72,5 cm Distanza bracciolo-bracciolo: 75 cm Larghezza totale: 87 cm Profondità totale: 53 cm Dimensioni padella: 21 x 25,5 cm
<b>Peso</b>	9,5 Kg
<b>Portata massima</b>	160 Kg
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio