

COMODA PER DOCCIA WAVE-2 BASCULANTE 15651263



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia, sia come sedia comoda.

- Telaio interamente realizzato in alluminio trattato con vernice epossidica per una completa protezione da agenti esterni, acqua
- Imbottiture di seduta, schienale e braccioli realizzate in schiuma poliuretanica
- Braccioli ribaltabili
- Poggiatesta di serie
- Basculamento della seduta fino a 30° gradi
- Pistone di basculamento in acciaio

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15651263	COMODA PER DOCCIA WAVE-2 BASCULANTE	2686359	Y091203

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---



COMODA PER DOCCIA WAVE-2 BASCULANTE 15651263

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Larghezza seduta: 46 cm Larghezza totale: 56,5 cm Profondità seduta: 41 cm Profondità totale: 72 (senza pedane) 92 (con pedane) Altezza schienale: 48 cm Altezza totale: 101 cm (senza poggiatesta) Altezza seduta: 52 cm Altezza bracciolo dalla seduta: 23 cm Inclinazione seduta: 0°-25°
Peso	14 Kg
Portata massima	120 Kg